

車いす付属品使用に関するの留意事項

<車いす用クッション>

1. 車いす用クッションが汚れた場合、外側のカバー部分は洗濯可能ですが、中のクッションは洗うことができませんので、拭いていただくか、そのままにして弊社にご連絡ください。



2. 車いす用クッションは、使用目的に応じて「床ずれ予防用」「姿勢保持用」「姿勢調整用」の3種類に分かれます。「姿勢保持」または「姿勢調整」目的用のクッションを使用した場合は、床ずれになる可能性がありますので、ご使用いただいて発赤が見られる場合はすぐに弊社にご連絡ください。



3. 車いす用クッションには前後がありますので、前、後ろを間違わないように車いすに設置してください。

FRONT(前)やバック(後ろ)など、書いてあるクッションもあります



膨らんでいる方が前になります

