

手すり使用に関するの留意事項

○ベッド手すり

1. 手すりとベッドの隙間に挟まれる事故がありました。転倒しないよう、しっかり手すりを握って立ち座りを行ってください。



2. 突っ張り型の手すりは、棒の付け根部分に**赤い帯が出てきたら強度不足**となっています。大変危険ですので、赤い帯が見えたら早急に弊社に連絡ください。



3. 手すりの土台でつまづかないように気をつけてください。



○トイレ手すり

1. 手すりと便器を固定している部分は、ご使用状況によって緩む場合があります。もし、グラグラするなと感じましたら、早急に弊社までご連絡ください。

